

SonoGuard

STERILE ULTRASCHALLABDECKUNGEN

SonoGuard

Für den Einsatz mit
Kontaktmittel im Bezug

SonoGuard *plus*

Mit der einzigartigen **ClearView**
Schallleitfläche. Unübertroffene Schall-
übertragung ohne Gel auf der Innen-
seite der Abdeckung.

Sterile Ultraschallabdeckungen
für ultraschallbegleitete Eingriffe in
der Regionalanästhesie, Gynäkologie,
Urologie und in weiteren Gebieten.

Sichert im klinischen Alltag die Sterilität
bei einfacher Handhabung

- Steriles Arbeiten ohne Artefakte
- Ungestörtes Schallbild
- Teleskopische Faltung
- Verschiedene Längen




PROMECON

Advancing Health


SonoGuard

Sterile Ultraschallabdeckungen


Vergleich im Ultraschallbild - Optimale Sicht dank einzigartiger ClearView Schalleitfläche



Ultraschallaufnahme ohne SonoGuard *plus* Abdeckung



Ultraschallaufnahme mit SonoGuard *plus* Abdeckung



SonoGuard (14 cm breit)

Für den Einsatz mit Kontaktmittel im Bezug

Bestellcode	Breite x Länge	VE
US.10.140.040	14 x 40 cm	100
US.10.140.080	14 x 80 cm	100
US.10.140.120	14 x 120 cm	100
US.10.140.160	14 x 160 cm	100

SonoGuard *plus* (18 cm breit)

Mit ClearView Schalleitfläche

Bestellcode	Breite x Länge	VE
US.20.180.040	18 x 40 cm	100
US.20.180.080	18 x 80 cm	100
US.20.180.120	18 x 120 cm	100
US.20.180.160	18 x 160 cm	100

SonoGuard *One* (14 cm breit)

Einfach gefaltet, für den Einsatz mit Kontaktmittel im Bezug

Bestellcode	Breite x Länge	VE
US.10.140.025	14 x 25 cm	100

Alle Abdeckungen enthalten eine Führungsmarkierung, zwei Gummiringe und einen Klebestreifen. SonoGuard / SonoGuard *plus* und SonoGuard *One* sind chemisch beständig ggü. gängigen Desinfektionsmitteln.

SonoGuard - weitere Produkte

SonoGuard Sets und SonoGuard freehand

SonoGuard Set complete

1x	SonoGuard 14 x 80 cm mit Gummiringen und Klebestreifen
1x	Folienlochtuch, durchsichtig, perforiert zum Aufreißen, 90 x 75 cm, ovales dezentrales Loch 14 x 7,6 cm mit Klebeblatt
1x	Ultraschallgel, Beutel 20g, steril

Bestellcode: US.11.140.080-G

SonoGuard *plus* Set complete

1x	SonoGuard plus 18 x 80 cm mit ClearView Schalleitfläche und mit Gummiringen und Klebestreifen
1x	Folienlochtuch, durchsichtig, perforiert zum Aufreißen, 90 x 75 cm, ovales dezentrales Loch 14 x 7,6 cm mit Klebeblatt
1x	Ultraschallgel, Beutel 20g, steril

Bestellcode: US.21.180.080-G

SonoGuard *freehand*

- o Speziell passend für die Schallköpfe der ACUSON Freestyle™ Ultraschallgeräte
- o Optimale Transmission, ungestörtes Schallbild
- o Steriles Arbeiten ohne Artefakte
- o Mit der einzigartigen ClearView Schalleitfläche. Unübertroffene Schallübertragung ohne Gel auf der Innenseite der Abdeckung

SIEMENS



Bestellcode	Maße	VE
US.40.150.260	150 x 260 mm	50 Stck.

SonoGuard free ist chemisch beständig ggü. gängigen Desinfektionsmitteln



Steriles Ultraschallgel

- o Akustisch einwandfreie Übertragung mit besten Kopplungswerten
- o Neutral zu Haut und Schallkopf
- o Ohne zu verkleben
- o Latexfrei
- o Hypoallergen
- o Wasserlöslich, geruchsneutral und farblos



Bestellcodes

Artikel	Milliliter	VE*	Bestellcode
Vue Gel, steriles Gel im Beutel	20 ml	240 Stk.	US.99.100.020

*: Einzeln, doppelt steril verpackt, in Spenderbox zu je 30 Stk.

ProKit basic Sets

Ergänzungssets für die Regionalanästhesie mit Ultraschallabdeckung

Setinhalt	Typ 400 SonoGuard*	Typ 400 SonoGuard plus*
2x Injektionskanüle Ø 0,5 mm x 25 mm, orange (25G)	x	x
1x Injektionskanüle Ø 0,8 mm x 40 mm, grün (21G)	x	x
1x Filterkanüle, stumpf 45°, Ø 1,20 mm x 40 mm, Filter 5µm	x	x
1x Injektionsspritze, 5ml, dreiteilig, Luer-Slip	x	x
1x Injektionsspritze, 10ml, dreiteilig, Luer-Slip	x	x
1x Injektionsspritze, 20ml, dreiteilig, Luer-Slip	x	x
3x Schaumstoffstielstopfer, weiß	x	x
5x Mullkompressen, 17-fädig, 8-fach, 7,5 cm x 7,5 cm	x	x
1x Wundverband, atmungsaktiv, transparent, 10 cm x 15 cm	x	x
1x 3-geteilte Schale (PP), 19,5 cm x 13,0 cm x 3,0 cm	x	x
1x ProDrape Vision Lochtuch, 75 cm x 90 cm mit zentralem Sichtfenster 35 cm x 35 cm, Loch 10 cm mit Klebeblatt, 2-lagig (Vliesstoff u. PE)	x	x
1x ProDrape Cover Mehrzwecktuch, 90 cm x 90 cm, 2-lagig	x	x
1x SonoGuard Ultraschallabdeckung, 14 cm x 80 cm	x	
1x SonoGuard plus Ultraschallabdeckung, 18 cm x 80 cm		x
	Bestellcode	BS.10.140.080
		BS.20.180.080

*: VE 30 Stk.



PROMECON
Advancing Health

PROMECON GmbH | Admiralitätstraße 60 | 20459 Hamburg
Tel.: +49 40 3690 1690 | Fax: +49 40 3690 1699 | info@promecon-medical.de | www.promecon-medical.com
Sitz Hamburg | Amtsgericht Hamburg HRB 66510 | Geschäftsführer Dr. Alexander Calavrezos